

Anticuerpo Policlonal Anti-Vwc2L Para Wb Y Elisa - Q505H4

Número de artículo: CM0023001

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra VWC2L de ratón (Brorin-like), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudios sobre neurogénesis y mineralización ósea. Peso molecular predicho 25 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VWC2L Rabbit pAb
Observaciones/Aliasito	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	402117
ID de Gen	320460
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de VWC2L de ratón (NP_796138.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q505H4
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo