

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wapl Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z5K2

Número de artículo: CM0009092



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra WAPL humano, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para el estudio de la cohesión de cromátidas hermanas y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WAPL Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23063
GeneID	23063
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de WAPL humano (Q7Z5K2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z5K2
Peso proteico	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo