

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wave2/Wasf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6W5

Número de artículo: CM0003195



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para WAVE2/WASF2 humano (miembro 2 de la familia de proteínas del síndrome de Wiskott-Aldrich), validado para WB, IHC-P, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de dinámica de actina y lamelipodios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WAVE2/WASF2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dj393P12.2; WAVE2/WASF2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10163
ID del gen	10163
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 399-498 de WAVE2/WASF2 humano (Q9Y6W5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6W5
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo