


Anticuerpo Policlonal Anti-Wbp11 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2W2

Número de artículo: CM0018754



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana WBP11 (proteína de unión al dominio WW 11) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del mecanismo de empalme (splicing).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WBP11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPP1; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	51729
ID Gen	51729
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2W2
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo