

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wbp2NI Para Wb - Q6lcg8

Número de artículo: CM0022564

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-WBP2NL para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta WBP2NL (PAWP) de 32 kDa, implicado en la fertilización y la meiosis. Q6ICG8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WBP2NL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	164684
GeneID	164684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de WBP2NL humano (NP_689826.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6ICG8
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo