


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wbp4 Para Wb Y Elisa - O75554

Número de artículo: CM0021666



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WBP4 (FBP21) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para el estudio del splicing del pre-ARNm y la función del splicosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WBP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBP21; WBP4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11193
ID del gen	11193
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-376 de WBP4 humano (NP_009118.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	O75554
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo