

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wbscr27 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6F8

Número de artículo: CM0023976

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a WBSCR27 (METTL27). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad en humanos, ratones y ratas. Investiga sus roles en el síndrome de Williams-Beuren y las vías de metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WBSCR27 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WBSCR27
Especie	Humano
GenelD (Humano)	155368
GenelD	155368
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 de WBSCR27 humano (NP_689772.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6F8
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo