

Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr1 Para Wb Y Elisa - O75083

Número de artículo: CM0015758



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WDR1 humano, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta WDR1 endógeno (66 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto de actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WDR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9948
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-500 del WDR1 humano (NP_059830.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75083
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo