


Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr11 Para Wb, Elisa - Q9Bzh6

Número de artículo: CM0018389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-WDR11 validado para Western blot y ELISA. Se dirige contra la proteína 11 humana que contiene repeticiones WD, implicada en la señalización Hedgehog y la ciliogénesis. Adecuado para la investigación en biología del desarrollo y mecanismos de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo WDR11
Observaciones/Alias	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
Especie	Humana
ID del gen (humano)	55717
ID del gen	55717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 975-1224 de WDR11 humana (NP_060587.8)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BZH6
Peso de la proteína	137 kDa
Envío	Bolsa de hielo