


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wdr12 Para Wb Y Elisa - Q9GZL7

Número de artículo: CM0017996



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra WDR12 (YTM1) humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de biogénesis de ribosomas; detecta una banda de ~48 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WDR12 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	YTM1; WDR12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55759
ID de Gen	55759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del WDR12 humano (NP_060726.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZL7
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo