


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wdr4 Para Wb, Ihc-P, Chip, Elisa - P57081

Número de artículo: CM0003391



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra WDR4 humano (P57081), validado para WB, IHC-P, ChIP y ELISA. Se dirige a la subunidad no catalítica del complejo metiltransferasa METTL1 implicado en la modificación de tRNA/mRNA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WDR4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
Especie	Humano
ID de Gen	10785
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del WDR4 humano (P57081).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57081
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo