

Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr45 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y484

Número de artículo: CM0026363



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WDR45, una proteína clave de autofagia implicada en la formación de autofagosomas. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de autofagia y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WDR45 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11152
ID de Gen	11152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-148 del WDR45 humano (NP_001025067.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y484
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo