


Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr46 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15213

Número de artículo: CM0021692



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-WDR46 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra la proteína de andamiaje nucleolar implicada en la biogénesis ribosómica. UniProt: O15213.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-WDR46
Observaciones/Alias	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
Especie	Humano
ID del gen	9277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 421-610 de WDR46 humano (NP_005443.3)
Origen	Tejido de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O15213
Peso molecular	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo