


Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr48 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

Número de artículo: CM0024744



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WDR48, un regulador de complejos desubiquitinantes y reparación del ADN. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Permite la investigación de la vía de la ubiquitina y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra WDR48
Observaciones/Alias	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	57599
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TAF3
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo