

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wdr5 Para Wb Y Elisa - P61964

Número de artículo: CM0012242



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra WDR5 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Ideal para aplicaciones de investigación epigenética y transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WDR5 mAb de conejo
Observaciones/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	11091
ID del gen	11091
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 235-334 de WDR5 humano (NP_060058.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P61964
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo