

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wdr5 Para Wb Y Elisa - P61964

Número de artículo: CM0016985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra WDR5 humano (proteína 5 que contiene repeticiones WD), adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de la regulación de la cromatina y la epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-WDR5
Observaciones/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Especie	Humano
GeneID (humano)	11091
GeneID	11091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de WDR5 humano (NP_438172.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P61964
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo