

Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnw5

Número de artículo: CM0025461

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WDR6 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta WDR6 endógeno en muestras humanas y de ratón; implicado en metilación de tRNA y regulación de la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WDR6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Trm734; WDR6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11180
ID de Gen	11180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 800-1000 del WDR6 humano (NP_060501.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NNW5
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo