


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wdr61 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzs3

Número de artículo: CM0018129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WDR61 humano (SKIC8/REC14) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Dirigido a la subunidad de 34 kDa del complejo PAF1/SKI involucrada en la regulación transcripcional y la degradación del ARN. Adecuado para investigación en epigenética y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra WDR61
Observaciones/Alias	SK18; REC14; WDR61
Especie	Humano
ID del Gen	80349
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-305 de WDR61 humano (NP_079510.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZS3
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo