


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wdr77 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqa1

Número de artículo: CM0025958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WDR77 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación del complejo metiloma y metilación de arginina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo WDR77
Observaciones/Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Especie	Humano
GeneID (humano)	79084
GeneID	79084
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 153-243 de WDR77 humano (NP_077007.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQA1
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo