

## Anticuerpo Policlonal Anti-Wdr81 Para Wb, Elisa - Q562E7

Número de artículo: CM0013634

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WDR81, un regulador negativo de la actividad de PI3K en las membranas endosomales. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Favorece la investigación del tráfico endosomal y la autofagia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | WDR81 pAb de conejo                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 124997                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-620 de WDR81 humano (NP_001157281.1). |
| Fuente              | conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                    |
| SWISS               | Q562E7                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 212 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |