

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wfdc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc57

Número de artículo: CM0021306

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WFDC1/PS20, un inhibidor del crecimiento secretado. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación del cáncer y el estudio de inhibidores de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WFDC1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	PS20; WFDC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	58189
GeneID	58189
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 111-220 de WFDC1 humano (NP_067020.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9HC57
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo