

Anticuerpo Monoclonal Anti-Wfs1 Para Wb, If-P, Elisa - 076024

Número de artículo: CM0006356

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo detecta WFS1 (Wolframina) humano y presenta reactividad cruzada con rata. Es adecuado para WB, IF-P y ELISA. Útil para estudios sobre estrés del RE, señalización de calcio y síndrome de Wolfram.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WFS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT4141; WFS1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7466
ID de Gen	7466
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-170 de WFS1 humano (NP_001139325.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	076024
Peso Proteico	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo