

Anticuerpo Policlonal Anti-Wfs1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O76024

Número de artículo: CM0023801

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WFS1 humano (Wolframina) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta WFS1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de estrés del RE, homeostasis del calcio y síndrome de Wolfram.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra WFS1
Observaciones/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7466
GeneID	7466
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de WFS1 humano (NP_005996.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76024
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo