

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Whrn Para Wb, Elisa - Q9P202

Número de artículo: CM0015537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a WHRN humano (whirlin), aplicable para WB y ELISA. Reconoce la proteína whirlin humana y de ratón. Adecuado para estudiar la audición, la visión y el síndrome de Usher.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra WHRN
Observaciones/Alias	WI; CIP98; USH2D; DFNB31; PDZD7B; WHRN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25861
ID del Gen	25861
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 708-907 de WHRN humano (NP_056219.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P202
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo