


Anticuerpo Policlonal Anti-Wif1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5W5

Número de artículo: CM0013468



Introducción

El pAb de conejo WIF1 (factor inhibidor 1 de Wnt) es un anticuerpo policlonal de conejo validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con WIF1 humano, de ratón y de rata, un inhibidor secretado de la señalización de Wnt implicado en la segmentación del mesodermo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo WIF1
Observaciones / Alias	WIF-1; WIF1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	11197
ID del gen	11197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-220 de WIF1 humano (NP_009122.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5W5
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo