


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wif1 Para Wb, Elisa - Q9Y5W5

Número de artículo: CM0010333



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra WIF1 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce WIF1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de inhibición de la señalización Wnt. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 280-379 de WIF1 humano (UniProt Q9Y5W5).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-WIF1
Observaciones/Alias	WIF-1; WIF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	11197
GeneID	11197
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 280-379 de WIF1 humano (Q9Y5W5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5W5
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo