


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Wif1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W5

Número de artículo: CM0007194



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra WIF1 humano, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige al factor inhibidor de Wnt 1, un antagonista secretado de la señalización WNT. Ideal para investigación del desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo WIF1
Observaciones/Alias	WIF-1; WIF1
Especie	Humano
ID de Gen	11197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-379 de WIF1 humano (NP_009122.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5W5
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo