


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wif1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5W5

Número de artículo: CM0028753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fiable contra WIF1 humano (factor inhibidor 1 de Wnt) para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata; ideal para estudios de la vía de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WIF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WIF-1; WIF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11197
GeneID	11197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-377 de la WIF1 humana (NP_009122.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5W5
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo