

## Anticuerpo Policlonal Anti-Wipf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43516

Número de artículo: CM0023256



### Introducción

WIPF1 Conejillo de Indias pAb validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce WIPF1 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante de aa 400-500. Ideal para investigación del citoesqueleto de actina e inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                            |
|---------------------|----------------------------------|
| Nombre del Producto | WIPF1 Conejillo de Indias pAb    |
| Observaciones/Alias | WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1 |
| Especie             | Humano                           |
| ID del Gen          | 7456 (humano)                    |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético                |
| Fuente              | Conejillo de Indias              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata              |
| SWISS               | O43516                           |
| Peso Proteico       | 51kDa                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                   |