

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wipi1 Para Wb Y Elisa - Q5Mnz9

Número de artículo: CM0008274

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra WIP1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de 49 kDa y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-WIP1
Observaciones/Sinónimo	ATG18; ATG18A; WIP149; WIP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	55062
ID del gen	55062
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q5MNZ9
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo