

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wipi2 Para Wb Y Elisa - Q9Y4P8

Número de artículo: CM0027456



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WIP12 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios sobre la maquinaria de autofagia e investigación de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WIP12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDDSSA; WIP1-2; WIP12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26100
ID de Gen	26100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 187-436 de WIP12 humana (NP_057087.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4P8
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo