

Anticuerpo Policlonal Anti-Wisp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76076

Número de artículo: CM0026231

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-WISP2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la proteína humana WISP2 (CCN5), una proteína secretada involucrada en el recambio óseo y la adhesión celular. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-WISP2
Observaciones/Alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Especie	Humano
GeneID	8839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 164-250 de la WISP2 humana (NP_003872.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O76076
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo