

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wisp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O76076

Número de artículo: CM0013450

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-WISP2, validado para WB, IF/ICC y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata; se dirige a la proteína CCN5 (27 kDa), implicada en el remodelado óseo y la adhesión celular. Ideal para estudios de señalización de osteoblastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WISP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Especie	Humano
ID del gen (humano)	8839
ID del gen	8839
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-250 de WISP2 humano (NP_003872.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O76076
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo