

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wls Para Wb, Elisa - Q5T9L3

Número de artículo: CM0020167



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WLS humano (GPR177/EVI), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Wnt, tráfico de proteínas y desarrollo. Respaldado por el abastecimiento de calidad de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-WLS
Observaciones/Sinónimos	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, C1orf139, WLS
Especie	Humano
GeneID (humano)	79971
GeneID	79971
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-232 de WLS humano (NP_001002292.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q5T9L3
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo