

Anticuerpo Monoclonal Anti-Wnk1 Para Wb - Q9H4A3

Número de artículo: CM0004291

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a WNK1 humano (Q9H4A3). Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigar la señalización de la quinasa WNK1 en la regulación de la presión arterial y el transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65125
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de WNK1 humano (Q9H4A3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9H4A3
Peso Proteico	251kDa
Envío	Bolsa de hielo