


Anticuerpo Policlonal Anti-Wnk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A3

Número de artículo: CM0024580



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WNK1 humana, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. WNK1 es una quinasa clave en la cascada WNK-SPAK/OSR1 que regula la presión arterial, la homeostasis de iones y el volumen celular, esencial para la investigación renal y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWNK1, PPP1R167, WNK1
Especie	Humana
GeneID (humano)	65125
GeneID	65125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de WNK1 humana (NP_055638.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q9H4A3
Peso Proteico	251kDa
Envío	Bolsa de hielo