


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnk1 Para Wb Y Elisa - Q9H4A3

Número de artículo: CM0017583



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WNK1 humano (KDP, p65, HSN2), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre homeostasis iónica, regulación de la presión arterial y respuesta del volumen celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	WNK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	65125
ID de Gen	65125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del WNK1 humano (NP_055638.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H4A3
Peso Proteico	251kDa
Envío	Bolsa de hielo