

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04628

Número de artículo: CM0023178

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WNT1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización Wnt, neurodesarrollo y biología ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	INT1; OI15; BMND16; WNT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7471
ID de Gen	7471
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-370 del WNT1 humano (NP_005421.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04628
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo