

Anticuerpo Policlonico Anti-Wnt10A Para Wb Y Elisa - Q9Gzt5

Número de artículo: CM0015837

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra WNT10A humano, adecuado para WB y ELISA. Validado para humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización Wnt, displasia ectodérmica y desarrollo dental.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT10A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OODD; SSPS; ECTD16; STHAG4; WNT10A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	80326
GenelD	80326
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZT5
Peso Molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo