

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wnt16 Para Wb Y Elisa - Q9Ubv4

Número de artículo: CM0002754

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra Wnt16 humano (WNT16). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización del desarrollo y la vía Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Wnt16 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WNT16
Especie	Humano
GenelD (humano)	51384
GenelD	51384
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Wnt16 humano (Q9UBV4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBV4
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo