

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wnt2 (Wb, Elisa) - P09544

Número de artículo: CM0006647

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra WNT2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización Wnt y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo WNT2
Observaciones/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7472
ID del Gen	7472
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 231-330 de WNT2 humano (NP_003382.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P09544
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo