

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09544

Número de artículo: CM0028769

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a WNT2 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización Wnt, desarrollo embrionario y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo para WNT2
Observaciones/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Especie	Humano
ID del Gen	7472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-360 de WNT2 humano (NP_003382.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09544
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo