

Anticuerpo Policlonal Anti-Wnt3A Para Ihc-P, Elisa - P56704

Número de artículo: CM0017324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WNT3A humano, validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigación de señalización Wnt y biología del desarrollo. UniProt P56704.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT3A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	WNT3A
Especie	Humano
GeneID (humano)	89780
GeneID	89780
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-352 de WNT3A humano (NP_149122.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P56704
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo