

Anticuerpo Policlonal Anti-Wnt4 Para Wb, Elisa - P56705

Número de artículo: CM0027524

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra WNT4 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el desarrollo urogenital y pulmonar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WNT-4; SERKAL; WNT4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	54361
GenelD	54361
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56705
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo