

Anticuerpo Monoclonal Anti-Wnt5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41221

Número de artículo: CM0002578

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra WNT5A humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para WNT5A humana, peso molecular 42kDa. Apto para investigación en señalización Wnt y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT5A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	hWNT5A, WNT5A
Especie	Humana
GenelD	7474
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 281-380 de WNT5A humana, P41221)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P41221
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo