

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnt5A Para Wb - P41221

Número de artículo: CM0017412

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a WNT5A humana (aa 116-215), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce WNT5A humana, de ratón y de rata, un ligando clave de señalización W involucrado en el desarrollo y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hWNT5A; WNT5A
Especie	Humana
GeneID (humano)	7474
GeneID	7474
Inmunógeno	Péptido sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 116-215 de WNT5A humana (NP_003383.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41221
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo