

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnt5B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1J7

Número de artículo: CM0028869

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra WNT5B humano (SWISS: Q9H1J7). Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Wnt y desarrollo biológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WNT5B Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	WNT5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81029
GeneID	81029
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de WNT5B humano (NP_110402.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H1J7
Peso molecular de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo