


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnt7A Para Wb Y Elisa - O00755

Número de artículo: CM0025796



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WNT7A humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Se dirige a Wnt-7a, un ligando secretado en la señalización canónica Wnt/beta-catenina, crucial para el desarrollo embrionario y la angiogénesis del SNC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WNT7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Wnt-7a; WNT7A
Especie	Humano
GeneID (humano)	7476
GeneID	7476
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de WNT7A humano (NP_004616.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00755
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo