

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wnt9A Para Wb Y Elisa - O14904

Número de artículo: CM0025473

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-WNT9A de CamelBio, validado para WB y ELISA, reconoce la WNT9A humana, de ratón y de rata, un ligando de señalización Wnt crucial para el desarrollo óseo y la integridad articular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WNT9A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WNT14; WNT9A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7483
ID de Gen	7483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-350 de la WNT9A humana (NP_003386.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14904
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo