

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wsb1 Para Wb, Elisa - Q9Y6I7

Número de artículo: CM0013988

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WSB1 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce la proteína 1 que contiene repeticiones WD y una caja SOCS, un componente del complejo de la ubiquitina ligasa E3 implicado en la degradación proteasómica. - Q9Y6I7

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WSB1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SWIP1; WSB-1; WSB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	26118
GeneID	26118
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 182-421 de WSB1 humano (NP_056441.6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6I7
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo